

**BRUKSANVISNING**

# iTalk4 med nivåer samtalsapparat



4 st aktiveringsytor



Mikrofon

ON/OFF & Volymkontroll Vlj nivå



Högtalare Batterilucka Record LED Ingångar kontakter Högtalare

## **Sätt i batterier och starta**

Ta bort batteriluckan på baksidan och sätt i 4 st AA-batterier. Titta så att du lägger i batterierna åt rätt håll.

Sätt på enheten genom att trycka på ON/OFF-knappen.

## **Spela in meddelanden**

1. Håll RECORD-knappen intryckt tills LED-lampan bredvid tänds.
2. Tryck och håll nere en av aktiveringsytorna. När du hör ett pip kan du börja tala in ditt meddelande. Släpp aktiveringsytan när du är klar.
3. Upprepa för de övriga aktiveringsytorna.
4. Tryck kort en gång på RECORD-knappen för att sluta spela in.

## **Spela in på flera nivåer**

Du kan spela in meddelanden i tre olika nivåer. Välj nivå med spaken på ovensidan. Du kan spela in separata meddelanden på varje nivå.

## **Styr leksaker / apparater**

Du kan aktivera leksaker som kan kontaktstyras med iTalk4.

1. Anslut en kontaktstyrd leksak eller apparat till något av ingångarna för kontakter. Färgen på ingången är samma som på aktiveringsytan som den aktiverar.
2. Spela in ett meddelande för den valda färgen på aktiveringsytan. Se ovan för hur du spelar in.
3. När du trycker på aktiveringsytan kommer meddelandet att spelas upp samtidigt som leksaken aktiveras.

## Spela upp meddelanden med extern manöverkontakt

Gör så här för att använda externa kontakter:

1. Stäng av iTalk4, OFF.
2. Anslut valfria kontakter med audioplug (3.5mm) i någon av ingångarna för kontakter.
3. Tryck och håll nere någon av de externa manöverkontakterna medan du slår på enheten, ON.

*Du kan inte kontaktstyra leksaker/apprater samtidigt som du använder externa kontakter. Om du vill kontaktstyra leksaker/apprater stänger du av enheten och sedan sätter på den igen.*

## Montering / stativ

iTalk4 kan monteras med Funktionsverkets hållare. Mer info finns på [www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se). Kontakta oss gärna om du vill ha rådgivning.



**funktionsverket**

Telefon: 031-75 77 950 | E-post: [info@funktionsverket.se](mailto:info@funktionsverket.se)  
Funktionsverket AB | Vindilsvägen 13 | 475 45 FOTÖ

[www.funktionsverket.se](http://www.funktionsverket.se)